

# Urinal Homme jetable

## HYGIENE

- FONCTION** : Usage unique : recueil des urines de l'homme en position debout ou semi-allongée si nécessaire.
- CONFORT** : Maniement simple, prêt à l'utilisation pour le patient
- MODE D'EMPLOI** : Prendre un urinal et le positionner sur la verge. Après usage, vider le contenu dans les toilettes.
- ELIMINATION** : L'urinal s'élimine intégralement en macérateur. Produit étanche sur une période de 4 h mini. Passé ce délai, vider/détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite



Fabrication  
Européenne



## DONNEES TECHNIQUES

Couleur	Dim (L X l X h)	Composition	Poids	Contenance	Norme CE
Gris	260 x 100 x 130 mm diamètre ouverture = 55 mm	Fibres cellulose moulées (épaisseur 1,15 mm)	45 g	875 ml	Dispositifs de Classe 1 (directive 93/42/CEE)

## DONNEES LOGISTIQUES

Unités / carton	Dim carton (L x l x h)	Poids carton	Pays d'origine
100	945 X 255 X 885 mm	5 kg	France
Unités / palette	Cartons / palette de 1,70 m		
300	3		

## PRODUIT COMPLEMENTAIRE UTILE



### Abri bag Tampon absorbant Réf 100001839

Placé au fond de l'urinal, ce tampon neutralise les mauvaises odeurs ( en se gélifiant) et évite les risques liés à la manipulation des liquides (renversement, éclaboussures...)



**Abena-Frantex SA**  
5 rue Thomas Edison  
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

